

Поликлональное Антитело К B4Galt3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60512

Артикул: CM0023118

введение

Высококачественное поликлональное антитело к B4GALT3, полученное из кролика. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Определяет эндогенные уровни бета-1,4-галактозилтрансферазы 3 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований гликозилирования и метаболизма гликолипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B4GALT3 Rabbit pAb (поликлональное антитело кролика)
Примечания/Альтернативные названия	beta4Gal-T3; B4GALT3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8703
GeneID	8703
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-150 человеческого B4GALT3 (NP_003770.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60512
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом