

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-B4Galt4 Для Вб, Ифа - O60513

Артикул: CM0018191

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому B4GALT4 (бета-1,4-галактозилтрансфераза 4) для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований в области гликобиологии и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B4GALT4 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8702
ID гена	8702
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 35-344 человеческого B4GALT4 (NP_003769.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60513
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Хладоэлемент