

Кролиčky Моноклональные Антитела K Anti-B6R Для Wb, Elisa - Q8V4S2

Артикул: CM0010005

введение

Кролиčky моноклональные антитела против белка B6R вируса оспы обезьян, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны для штамма Zaire-96-I-16. Полезны для изучения проникновения и созревания внеклеточных оболочечных вирионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B6R кролиčky mAb
Вид	Вирус оспы обезьян (штамм Zaire-96-I-16)
GeneID	928902
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-279 B6R вируса оспы обезьян (NP_536594.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Вирус оспы обезьян (штамм Zaire-96-I-16)
SWISS	Q8V4S2
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	В ледяном пакете