


Антитело Кролика Поликлональное Против B7-H4 / B7S1 / B7X Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7Z7D3

Артикул: CM0022278



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого B7-H4 (VTCN1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований в области иммунотерапии рака и регуляции Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B7-H4 / B7S1 / B7x кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; Ингибитор активации Т-клеток, содержащий V-образный домен 1; B7-H4 / B7S1 / B7x
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD, Человек)	79679
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-259 человеческого B7-H4 / B7S1 / B7x (NP_078902.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7Z7D3
Молекулярная масса белка	9кДа/18кДа/20кДа/30кДа
Доставка	Сумка со льдом