

Поликлональные Антитела Против B9D1 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Urm9

Артикул: CM0030021

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому B9D1, валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным B9D1. Подходят для исследования ресничек и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	B9D1 кроличы ПАТ
Примечания/псевдонимы	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
Вид	Человек
ID гена (человек)	27077
ID гена	27077
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого B9D1 (NP_056496.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9URM9
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет