

Антитело Кролика Поликлональное Против Baalс Для Wb, Elisa - Q8Wxs3

Артикул: CM0013685

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против BAALC, валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с BAALC человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования в области острого лейкоза и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAALC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BAALC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79870
GeneID	79870
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого BAALC (NP_079088.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXS3
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом