

Моноклональное Кроличье Антитело К Bace1 Для Вестерн-Блота И Ифа - P56817

Артикул: CM0003829



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого BACE1 (бета-секретазы 1), валидированное для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным BACE1. Необходимо для исследований и диагностики болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к BACE1
Примечания / Алиасы	ASP2; BACE; HSPC104; BACE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23621
GeneID	23621
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 402-501 человеческого BACE1 (P56817).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56817
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	С хладагентом