


Антитело Кролика Против Bace1 (Поликлональное) Для Wb, Ihc, If - P56817

Артикул: CM0029052



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого BACE1 (бета-секретазы 1), применимое для WB, IHC, IF и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой; иммуноген охватывает остатки 22-322. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BACE1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23621
ID гена	23621
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-322 человеческого BACE1 (NP_036236.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56817
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом