

Рекомбинантное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Bach1 Для Wb, Elisa, Chip — O14867

Артикул: CM0006345



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на регулятор транскрипции BACH1 (SWISS O14867), валидированное для WB, ELISA и CHIP. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения окислительного стресса и путей регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб BACH1
Примечания/алиасы	BACH-1; BTBD24; BACH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	571
GeneID	571
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-736 человеческого BACH1 (NP_001177.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA, CHIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O14867
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Пакет со льдом