


Поликлональное Антитело Кролика Против Bach1 Для Wb, Ip, Ифа - O14867

Артикул: CM0025680



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против BACH1 (BTB и CNC гомолог 1), валидировано для Вестерн-блота (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для изучения оксидативного стресса и регуляции пути NFE2L2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против BACH1
Примечания/Альтернативные названия	BACH-1; BTBD24; BACH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	571
ID гена	571
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-320 человеческого BACH1 (NP_996749.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14867
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	В ледяной упаковке