

Моноклональное Антитело К Bad Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Артикул: CM0003415



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому Bad (агонисту клеточной смерти, ассоциированному с Bcl2), подходит для применения в WB, IHC-P, ELISA. Реагирует перекрестно с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bad кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	BBC2; BCL2L8; Bad
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	572
ID гена	572
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Bad (Q92934))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92934
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Хладоэлемент