

Поликлональное Антитело Кролика Против Bad Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92934

Артикул: CM0014862



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок Bad. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований апоптоза и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Bad (Bad Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	BBC2; BCL2L8; Bad
Вид	Человек
ID гена (Человек)	572
ID гена	572
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого белка Bad (NP_004313.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q92934
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом