

Кроличья Поликлональная Антитело Против Baf57/Smарce1 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — Q969G3

Артикул: CM0015404



введение

Валидированное методом нокаута кроличье поликлональное антитело к BAF57/SMARCE1 — субъединице хроматин-ремоделирующего комплекса SWI/SNF. Рекомендуется для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.к. 1-411).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] BAF57/SMARCE1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CSS5; BAF57; E1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6605
ID гена	6605
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-411 человеческого BAF57/BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q969G3
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента