


Поликлональные Антитела Против Baf60A Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gm5

Артикул: CM0028323



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против BAF60a (SMARCD1), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с человеческими, мышьными, крысиными белками. Идеальны для исследований ремоделирования хроматина и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAF60a Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6602
GeneID	83797
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 мышиного BAF60a (NP_114030.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GM5
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом