

Антитело Кролика Моноклональное Anti-Bag1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

Артикул: CM0002548

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого BAG1, валидированное для WB, IHC-P, IF/HC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Используется в исследованиях апоптоза и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bag1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NAP; BAG-1; RAP46; Bag1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	573
ID гена	573
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого Bag1 (Q99933).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99933
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом