


Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Bag1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99933

Артикул: CM0015530



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого BAG1 (BAG-1/HAP/RAP46). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышинный BAG1 (~39 кДа). Идеально подходят для исследований апоптоза, шаперонов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAG1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	573
GeneID	573
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99933
Молекулярный вес белка	39kDa
Доставка	Сумка со льдом