

Поликлональное Антитело Против Bag2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95816

Артикул: CM0030400

введение

Поликлональное кроличье антитело против BAG2 от CamelBio нацелено на человеческий BAG2 — нуклеотид-обменный фактор для шаперонов HSP70/HSC70. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; подходит для исследований протеостаза, контроля качества белков и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAG2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BAG-2; dj41711.2; BAG2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9532
GeneID	9532
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-211 человеческого BAG2 (NP_004273.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95816
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Хладоэлемент