

Поликлональные Антитела Против Baiar2 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — Q9Uqb8

Артикул: CM0026780



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против BAIAP2 (ассоциированный с IRSp53/BAI белок 2). Подходит для вестерн-блота, ИФ/ИХК, ИФА. Перекрестная реактивность с людьми, мышами, крысами. Идеально подходит для исследований актинового цитоскелета и развития нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAIAP2 кроличьи ппА
Примечания/Синонимы	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
Вид	Человек
ID гена	10458
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 362-521 человеческого BAIAP2 (NP_059344.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQB8
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет