

Поликлональное Антитело Кролика Против Baiar2L1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Uhr4

Артикул: CM0027450



введение

Поликлональное антитело кролика против BAIAP2L1 (IRTKS), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует белок BAIAP2L1 человека и мыши, адаптерный белок с BAR-доменом, участвующий в реорганизации актинового цитоскелета. Подходит для исследований цитоскелета и инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAIAP2L1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRTKS; BAIAP2L1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55971
ID гена	55971
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 198-388 белка BAIAP2L1 человека (NP_061330.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UHR4
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом