

## Моноклональное Антитело Anti-Bak Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q16611

Артикул: CM0006172



### введение

Кроличье мАб Вак специфически обнаруживает человеческий и обезьяний Вак. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Надежный выбор для исследований апоптоза и разработки IVD, поддерживаемый комплексной поставкой сырья от CamelBio.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Bak Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)          | 578                                                                                                                               |
| GeneID                    | 578                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-82 человеческого Вак (NP_001179.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Обезьяна                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q16611                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 23кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                    |