

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Bak Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16611

Артикул: CM0016726



### введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против регулятора апоптоза человека Bak (BAK, BCL2L7). Валидировано для WB, IF/ICC, IP, ELISA; реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований митохондриального апоптоза и семейства Bcl-2.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Bak Rabbit pAb                                                                                                         |
| Примечания/Псевдонимы     | BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                |
| GeneID (Человек)          | 578                                                                                                                    |
| GeneID                    | 578                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого Bak (NP_001179.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                |
| Применение                | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                   |
| SWISS                     | Q16611                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 23кДа                                                                                                                  |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                       |