

Поликлональное Антитело Против Banp Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N9N5

Артикул: CM0030203



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BANP (BEND1/SMAR1), валидированное для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный BANP — хроматиновый регулятор и супрессор опухолей. Идеально подходит для исследований развития Т-клеток, клеточного цикла и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BANP кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	BEND1; SMAR1; SMARBP1; BANP
Вид	Человек
ID гена (человек)	54971
ID гена	54971
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 260 человеческого BANP (NP_060339.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N9N5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Хладагент