

Моноклональное Антитело Кролика К Bar31 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P51572

Артикул: CM0006196



введение

Моноклональное антитело кролика к BAR31 для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает белок BAR31 (28 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Незаменимо для изучения функций ЭПР, транспорта белков и путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к BAR31
Примечания/синонимы	CDM; DDCH; BAR31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Вид	Человек
Идентификатор гена	10134
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-200 человеческого BAR31 (P51572)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51572
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент