

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Bar31 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ип, Ифа - P51572

Артикул: CM0025517



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого BAP31 (BCAP31), белка мембраны эндоплазматического ретикулума (ЭР), участвующего в секреции белков и ERAD. Валидировано для WB, IF/ICC, IP, ELISA и перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAP31 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10134
GeneID	10134
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 127-246 человеческого BAP31 (NP_001243376.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51572
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	В ледяном пакете