


Поликлональные Антитела Против Bat3/Bag6 Для Вб, Ифа - P46379

Артикул: CM0020734



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому BAT3/BAG6, валидированные для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для изучения контроля качества белков, апоптоза и иммунных ответов. UniProt P46379.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAT3/BAG6 кроличьи пкАт
Примечания/Синонимы	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Вид	Человек
ID гена (человек)	7917
ID гена	7917
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46379
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	Холодильный пакет