


Кроличье Моноклональное Антитело Против Bat3/Bag6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P46379

Артикул: CM0002961



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против BAT3/BAG6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческий, мышинный, крысиный BAG6, шаперон, участвующий в контроле качества белков и апоптозе. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAT3/BAG6 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7917
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1033-1132 человеческого BAT3/BAG6 (P46379).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46379
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом