


Поликлональные Антитела К Вах Для Wb, If/Icc, Elisa - Q07812

Артикул: CM0013150



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку Вах (BCL2 Associated X) человека. Валидированы для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реактивность с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза. Иммуноген: синтетический пептид (аминокислоты 1-100).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bax Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	581
Идентификатор гена	581
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 белка Вах человека (NP_620116.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q07812
Молекулярная масса	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом