


Моноклональное Антитело К Вах Кролика (Валидировано Методом Ко) Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа - Q07812

Артикул: CM0003437



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к Вах для исследования апоптоза. Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИП и ИФА у человека, мыши и крысы. Нацелено на SWISS Q07812, молекулярная масса белка составляет 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Моноклональное антитело к Вах кролика
Примечания/Альтернативные названия	BCL2L4; ax
Вид	Человек
ID гена (человек)	581
ID гена	581
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q07812
Масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом