


## Кроличья Поликлональная Антитело К Вах (Валидировано На Ко) Для Исследований Апоптоза - Q07812

Артикул: CM0012926



### введение

Валидированное на нокаутных моделях кроличье поликлональное антитело против человеческого Вах (BCL2 Associated X, BCL2L4). Обнаруживает белок массой 21 кДа. Подходит для ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИП, ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследования апоптоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано КО] Кроличье pAb к Вах                                                                                 |
| Примечания/алиасы         | BCL2 Associated X, Bcl-2-подобный белок 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 581                                                                                                                  |
| ID гена                   | 581                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Вах (NP_620116.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИП, ИФА                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | Q07812                                                                                                               |
| Масса белка               | 21 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                      |