


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Baz2A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Uif9

Артикул: CM0022084



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий BAZ2A (TIP5), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и сайленсинга рДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAZ2A Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	TIP5; WALp3; BAZ2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	11176
GeneID	11176
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 97-295 человеческого BAZ2A (NP_038477.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UIF9
Молекулярная масса белка	211 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом