


Поликлональное Антитело Кролика Против Baz2A / Tip5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uif9

Артикул: CM0021347



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого BAZ2A / TIP5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к мишеням человека и мыши, идеально для исследований ремоделирования хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAZ2A / TIP5 Поликлональное антитело кролика
Примечания/Альтернативные названия	TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	11176
GeneID	11176
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 97-295 человеческого BAZ2A (TIP5) (NP_038477.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UIF9
Молекулярная масса белка	211 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом