

Поликлональные Антитела К Vbox1 Для Wb, If-P, Elisa - 075936

Артикул: CM0027008



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к VBOX1 — это антитела против гамма-бутиробетаиндиоксигеназы, валидированные для методов WB, IF-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биосинтеза карнитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи антитела к VBOX1 (pAb)
Примечания/Синонимы	BBN; VBOX; G-BBN; gamma-BBN; VBOX1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8424
Идентификатор гена	8424
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 VBOX1 человека (NP_003977.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075936
Молекулярная масса белка	45 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом