

Поликлональные Антитела Кролика Против Bbs10 Для Wb, Elisa — Q8Tam1

Артикул: CM0027511

введение

Поликлональное антитело кролика (pAb) против BBS10, валидированное для Вестерн-блота (WB) и ELISA. Обнаруживает BBS10 человека и мыши (~81 кДа). Идеально подходит для исследования цилиопатий, сборки ББС-сома и функций молекулярных шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к BBS10
Примечания/Алиасы	C12orf58; BBS10
Вид	Человек
ID гена (человек)	79738
ID гена	79738
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 474-723 человеческого BBS10 (NP_078961.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TAM1
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Холодовая упаковка