

Анти-Bbs2 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Vxc9

Артикул: CM0026688

введение

Анти-BBS2 кроличьи поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Полезны для изучения комплекса BBSome, исследований цилиогенеза и изучения синдрома Барде-Бидля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	BBS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BBS; RP74; BBS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	583
GeneID	583
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-96 человеческого BBS2 (NP_114091.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9VXC9
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом