

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bbs7 Для Wb/If/Icc/Elisa - Q8Iwz6

Артикул: CM0024634

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого BBS7 (BBS2L1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают белок размером ~80 кДа. Подходят для исследований цилиопатий, комплекса BBSome и сигнального пути SHH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BBS7 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BBS2L1; BBS7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55212
GeneID	55212
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого BBS7 (NP_060660.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8Iwz6
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом