

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Vcap29 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

Артикул: CM0030881



введение

Кроличыи rAb к VCAP29 обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный VCAP29 (ассоциированный с В-клеточным рецептором белок 29) в WB, IHC-P и ELISA. Подходят для изучения транспорта ER-Гольджи и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи rAb к VCAP29
Примечания/Псевдоним	B29; VAP29; VCAP29
Вид	Человек
GeneID	55973
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125-241 человеческого VCAP29 (NP_061332.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHQ4
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом