

Поликлональное Антитело Anti-Bcar1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P56945

Артикул: CM0022482



введение

Кроличье поликлональное антитело к BCAR1 (P56945) валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на p130cas, центральный докирующий белок в сигнальных путях клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BCAR1
Примечания/Альтернативные названия	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1
Вид	Человек
ID гена	9564
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 495-612 белка BCAR1 человека (NP_055382.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56945
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом