

Анти-BCAS3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, IHC-P, IF/ICC, IP, Elisa - Q9H6U6

Артикул: CM0028587

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого BCAS3, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований ангиогенеза, рака и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCAS3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54828
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6U6
Молекулярный вес белка	101кДа
Доставка	Сумка со льдом