

Кроличья Поликлональная Антитела Против Vcat1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P54687

Артикул: CM0024216



введение

Кроличьи rAb антитела против BCAT1 (P54687) — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Они реагируют с BCAT1 человека, мыши и крысы, что позволяет проводить исследования метаболизма аминокислот с разветвленной цепью и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb антитела против BCAT1
Примечания/Алиасы	BCAT1; PP18; BCATC; ECA39; MECA39; PNAS121; BCAT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	586
GeneID	586
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-190 человеческого BCAT1 (NP_005495.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54687
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В пакете со льдом