

Кроличья Моноклональная Антитела Против Vcat2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15382

Артикул: CM0006857



введение

Кроличья моноклональная антитела к BCAT2, валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий BCAT2 и обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований метаболизма аминокислот с разветвленной цепью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCAT2 кроличья моноклональная антитела
Примечания/синонимы	BCAT2; BCAM; BCATM; BCT2; PP18; трансаминаза аминокислот с разветвленной цепью 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	587
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-392 человеческого BCAT2. (NP_001181.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15382
Молекулярная масса белка	33кДа/44кДа
Доставка	С ледяным пакетом