

Поликлональное Антитело Против Вссip Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9P287

Артикул: CM0028575



введение

Кроличье поликлональное антитело к BCCIP, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с BCCIP человека, мыши и крысы. Идеально для исследований репарации ДНК, клеточного цикла и centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BCCIP
Примечания/Альтернативные названия	ТОK1; TOK-1; BCCIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56647
GeneID	56647
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-314 белка BCCIP человека (NP_510868.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P287
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом