


Поликлональные Кроличьи Антитела К Bcdin3D Для Вестерн-Блота И Ифа - Q7Z5W3

Артикул: CM0021759



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против BCDIN3D (ПНК 5'-монофосфатметилтрансферазы), валидированные для использования в Вестерн-блоттинге и иммуноферментном анализе. Обладают перекрестной реактивностью с белком человека и мыши. Подходят для исследований метилирования тРНК и процессинга микроРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BCDIN3D
Примечания/алиасы	BCDIN3D
Вид	Человек
ID гена (человек)	144233
ID гена	144233
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-292 человеческого BCDIN3D (NP_859059.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z5W3
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом