


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Bckdha Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P12694

Артикул: CM0030627



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BCKDHA (MSU1, BCKDE1A), валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Детектирует белок человека, мыши, крысы. Нацелено на альфа-субъединицу E1 митохондриального дегидрогеназы альфа-кетокислот с разветвленной цепью, ~50 кДа. Идеально для исследований метаболизма и болезни кленового сиропа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BCKDHA
Примечания/Альтернативные названия	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	593
GeneID	593
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 276-445 человеческого BCKDHA (NP_000700.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12694
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В термосумке со льдом