


## Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Bckdhb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P21953

Артикул: CM0012878



### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого BCKDHB, валидированное для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Нацелено на митохондриальную субъединицу бета 2-оксоизовалератдегидрогеназы, участвующую в катаболизме разветвленных аминокислот.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BCKDHB Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 594                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 594                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 183-392 человеческого BCKDHB (NP_898871.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                           |
| SWISS                     | P21953                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 43 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |