

Поликлональные Антитела Против Bckdk Для Wb, If/Icc, Elisa - O14874

Артикул: CM0025693



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против BCKDK (киназа дегидрогеназы разветвленных альфа-кетокислот). Подходят для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют перекрестно с человеческим и крысиным белками. Идеальны для исследований метаболизма BCAA, а также регуляции глюкозы и липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCKDK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCK; BCKDKD; BCKDK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10295
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-412 человеческого BCKDK (NP_005872.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O14874
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом