

Моноклональное Антитело Против Bcl-2 Для Wb - P10415 / P49950

Артикул: CM0011669



введение

Кроличье моноклональное антитело против Bcl-2, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), ИHC-P и ИФА. Распознает Bcl-2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза, аутофагии и онкологии. Рекомбинантное антитело для стабильных результатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Bcl-2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	Bcl-2; PPP1R50
Вид	Человек/Крыса
GeneID (Человек)	596
GeneID	596/24224
Иммуноген	Синтетический пептид Bcl2 человека/крысы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10415/P49950
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом