

Поликлональное Антитело Против Bcl-2 Для ВБ, Ип, Ифа — P49950

Артикул: CM0022318

введение

Кроличье поликлональное антитело к Bcl-2, валидированное для ВБ, ИП, ИФА с перекрестной реактивностью с мышиным антигеном. Направлено на N-концевую область крысиного Bcl-2 (26 кДа), ключевого регулятора апоптоза. Идеально подходит для исследований апоптоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к Bcl-2 pAb
Примечания/Альтернативные названия	Bcl-2
Вид	Крыса
ID гена (человек)	596
ID гена	24224
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 крысиного Bcl2 (NP_058689.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P49950
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет