

Поликлональные Антитела Против Bcl-2 Для Вестерн-Блоттинга — P10415

Артикул: CM0017298



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому Bcl-2, подходят для ВБ, ИФ/ИКК, ИГГ-С и ИФА. Обнаруживают перекрестную реакцию с мышинным и крысиным белком. Разработаны для исследования апоптоза и онкологических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bcl-2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	Bcl-2; PPP1R50
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	596
ID гена	596
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-239 человеческого Bcl-2 (NP_000624.2).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГГ-С, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10415
Молекулярная масса белка	26кДа
Условия доставки	Хладоэлемент