

Поликлональное Антитело К Bcl-2 (Ppp1R50) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - P10415

Артикул: CM0015400



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Bcl-2 (PPP1R50), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА. Подавляет апоптоз; подходит для исследований апоптоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bcl-2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Bcl-2; PPP1R50
Вид	Человек
ID гена (Человек)	596
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Bcl-2 (NP_000624.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10415
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом