

Кроличыи Моноклональные Антитела К Bcl-2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P49950

Артикул: CM0010753

введение

Идеально подходят для исследований апоптоза и рака; эти кроличьи моноклональные антитела к Bcl-2 валидированы для WB, IHC-P и ELISA, с подтвержденной перекрестной реактивностью с мышью и крысой. - P49950

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Bcl-2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Bcl-2
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	596
GeneID	24224
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 крысиного Bcl2 (NP_058689.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P49950
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент